

	PROCEDIMIENTO	PR-ENF-T022
	COLOCACIÓN DE COLECTOR URINARIO	Versión 001 Pág. 1 de 5

REALIZADO por		REVISADO por		APROBADO por	
Nombre: María F.Azcúnaga		Nombre: Silvia de León		Nombre: Miriam Gorrasi	
Cargo: Lic. Enf. Esp. Jefe de Sección (s)		Cargo: Lic. Enf. Esp. Jefe de Servicio	Firma:	Cargo: Lic. Enf. Esp. Directora Dpto. Educación	Firma:
Nombre: Silvia Esquibel		Nombre: Nancy Fernández Chaves		Nombre: Ana Eguía	
Cargo: Lic. Enf. Esp. Jefe de Sección	Firma:	Cargo: Lic. Enf. Esp. Jefe de Servicio	Firma:	Cargo: Lic. Enf. Esp. Directora(s) División Enfermería	Firma:
Nombre: Bagnasco Beatriz		Nombre: Cristina D'Esteban		Nombre:	
Cargo: Lic. Enf. Esp. Jefe de Servicio	Firma:	Cargo: Lic. Enf. Esp. Directora de Dpto.	Firma:	Cargo:	Firma:
Nombre: Ana Díaz		Nombre:		Nombre:	
Cargo: Lic. Enf. Esp. Jefe de Servicio	Firma:	Cargo:	Firma:	Cargo:	Firma:
Fecha: 11/05/2011		Fecha: 14/11/2011		Fecha: 15/12/2011	

	PROCEDIMIENTO	PR-ENF-T022
	COLOCACIÓN DE COLECTOR URINARIO	Versión 001 Pág. 2 de 5

1. OBJETIVO

Colocar colector urinario en paciente con incontinencia urinaria para recolectar orina, favorecer el cuidado de la piel y brindar confort.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los pacientes internados que lo requieran.

3. RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de la realización es del Auxiliar de Enfermería. La Supervisión del Licenciado en Enfermería.

4. DEFINICIONES, SIGLAS Y ABREVIATURAS

No aplica a este procedimiento.

5. REFERENCIAS

PROT-ENF004 identificación de paciente.

PR-ENF-T006 higiene de gñitales.

PR-ENF-T001 higiene de manos con agua y jabón.

PR-ENF-T002 higiene de manos con alcohol en gel.

INST ENF005 retiro de guantes.

PR-ENF-T037 posición decúbito dorsal.

PR-ENF-T012 tendido de cama partida.

6. RECURSOS

6.1- Recursos Humanos

- 1 Auxiliar de Enfermería

6.2- Recursos Materiales

- 1 colector de orina

	PROCEDIMIENTO	PR-ENF-T022
	COLOCACIÓN DE COLECTOR URINARIO	Versión 001 Pág. 3 de 5

- 1 bolsa colectora
- 1 par de guantes de higiene
- 1 paquete de gasa doblada
- 1 recipiente con bolsa roja
- 1 recipiente con bolsa negra
- Material para higiene de genitales según PR-ENF-T006
- Biombo

7. DESCRIPCIÓN

- 7.1.-** Reunir el material y llevar a la cama del paciente.
- 7.2.-** Identificar al paciente según PROT-ENF004.
- 7.3.-** Presentarse con nombre, apellido y cargo.
- 7.4.-** Explicar el procedimiento al paciente y familia.
- 7.5.-** Mantener la privacidad del paciente durante todo el procedimiento.
- 7.6.-** Colocar biombo si está en sala compartida.
- 7.7.-** Posicionar al paciente o pedir que se coloque en decúbito dorsal según PR-ENF-T037.
- 7.8.-** Realizar higiene de manos según PR-ENF-T001 o T002.
- 7.9.-** Realizar procedimiento de cama partida según PR-ENF-T012.
- 7.10.-** Realizar higiene genital según PR-ENF-T006.
- 7.11.-** Realizar higiene de manos según PR-ENF-T001o T002.
- 7.12.-** Colocarse un par de guantes de higiene.
- 7.13.-** Abrir colector y dejar sobre una gasa.

	PROCEDIMIENTO	PR-ENF-T022
	COLOCACIÓN DE COLECTOR URINARIO	Versión 001 Pág. 4 de 5

- 7.14.-** Tomar el pene con una gasa, con una mano y con la otra colocar el colector hasta la raíz del pene.
- 7.15.-** Retirar cinta protectora y adherir la cinta adhesiva del colector a la raíz del pene.
- 7.16.-** Colocar bolsa colectora en el extremo libre del colector.
- 7.17.-** Colgar bolsa colectora del soporte de la cama.
- 7.18.-** Descartar restos de material utilizado en bolsa negra.
- 7.19.-** Retirarse los guantes según INST ENF005 y descartar en bolsa roja.
- 7.20.-** Realizar higiene de manos según PR-ENF-T001 o T002.
- 7.21.-** Colocar en posición confortable al paciente.
- 7.22.-** Realizar higiene de manos según PR-ENF-T001 o T002.

8. REGISTROS

Registrar en Historia Clínica: fecha, hora de colocación, estado del pene y el escroto, nombre, apellido, firma y nº de reloj del operador.

9. ANEXOS

No aplica a este procedimiento

10. BIBLIOGRAFÍA

- 10.1.-** Manual de Procedimientos Técnicos. Hospital de Clínicas. División Enfermería. Uruguay;2003.
- 10.2.-** Facultad de Enfermería. Departamento de Salud del Adulto y del Anciano. Manual de Técnicas en Enfermería. Oficina del Libro FEFMUR; Montevideo-Uruguay; 2007. Pág. 197-198.
- 10.2.-** Netzel, C. Y Cols. Protocolos de Enfermería. Ediciones Doyma. S.A. Barcelona; 2008.

	PROCEDIMIENTO	PR-ENF-T022
	COLOCACIÓN DE COLECTOR URINARIO	Versión 001 Pág. 5 de 5

11. MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Modificación
001	15/12/2011	Versión inicial